

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาฉบับที่...๘๖๓๔๗
หน้าที่.....๑.....ของจักรยาน.....๓.....หน้า

หุ่นฝึกเจาะหลอดเลือดแดง

ARTERIAL AND VENOUS PATIENT TRAINING ARM (S402)

คุณลักษณะ

1. เป็นหุ่น赝นที่สามารถนำมาฝึกการเจาะเลือดทึ้งเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงและสามารถถอดสำหรับใช้ในตำแหน่ง RADIAL และ BRACHIAL.
2. ฝึกเจาะเส้นเลือดแดงได้
3. ฝึกการทำ AV ANASTOMOSIS/HEMODIALYSIS
4. ฝึกปฏิบัติการให้สารน้ำและเทคนิคการเจาะเลือดต่างๆ
5. สามารถถอดไขขากล้ามเนื้อที่ศัน.texen ได้และนิคายเข้าได้ทั้งผิวนังบวม Volar area ของศันแขน แขนและศีรษะ
6. แสดงเส้นเลือดต่างๆ บริเวณแขนและมือ
7. มี PAJ สำหรับฝึกผ่าตัดและฝึกเย็บแผล
8. SQUEEZE BULB ที่จะเพิ่มและลดความดันเส้นเลือดดำ
9. มีฐานรองแขนและกระเบื้องรูปหุ่น
10. เก็บผลิตภัณฑ์จากประเทศเมริกา



IV Trainer/Injection Arm/Venipuncture Trainer



Arterial and Venous Patient Training Arm S402 - Gaumard

Product Description

This is a multipurpose training arm for arterial and venous exercises. Arterial pulses are automatically generated at the radial and brachial locations with a peristaltic pump.

Features

Pulsatile arterial blood flow

Arterial stick exercises

AV anastomosis/hemodialysis

- Standard intravenous, infusion, and blood collection techniques
- Intramuscular injection site in the deltoid area
- Subcutaneous injection areas on the volar side of the forearm and the lateral side of the arm
- Venous network in arm and hand
- Arm connects to all Gaumard adult simulators
- Pad for incisions and suturing exercises
- Squeeze bulb to increase or decrease venous pressure
- Veins stand out or collapse
- Realistic "pop" as needle enters vein
- Veins and outer skin quickly reseal
- Simulation of clenched fist and tourniquet position
- Set-up kit with simulated blood concentrate, pressure bulb, blood dispensing bag, spare arm skin, funnel, and talcum powder
- Smoked Lucite® base with stand
- Soft carrying bag
- Instruction manual

S402

Specify right or left arm